



VERSION 1.0

Sådan tager du en HPV-hjemmetest

AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL

Scan for more languages




Børste til HPV-hjemmetest

Hjemmetesten består af en børste og et prøverør. Se, hvad delene hedder, før du tager prøven.

Kittet består af

- Hjemmetest-børste
- Prøverør
- Prøvepose
- Returkuvert




Sådan tager du prøven




Vask dine hænder, før du tager hjemmetesten.



Tag børsten og det medfølgende rør ud af emballagen. Vær forsigtig med, at du ikke rører det vatpindslignende børstehoved.




Hold på det lille håndtag midt på skaftet, når du skal tage testen.




Spred kønslæberne med den ene hånd, mens du med den anden hånd indfører børsten i skeden. Husk at holde på håndtaget under hele prøvetagningen.




Indfør kun til håndtaget. Drej børsten i 20 sekunder og tag derefter forsigtigt børsten ud af skeden.



Drej låget af det medfølgende rør. Læg ikke børsten fra dig på en overflade, når du fjerner låget. Hvil børsteskaftet mod kanten af røret og knæk skaftet over ved håndtaget.



Skrul låget på røret. Put røret i den medfølgende gennemsigtige plastikpose.



Læg posen med røret ned i den frankerede hvide returkuvert. Aflever brevet ved nærmeste DAO pakkeshop.